

# LIFTKAR<sup>®</sup> PT

Elektrische Treppensteiger



zuverlässig ■ vielseitig ■ ausgeklügelt

**SANO**  
SANO TRANSPORTGERÄTE GmbH.

# LIFTKAR® PT

## zuverlässig, vielseitig, ausgeklügelt

Was immer Ihre Anforderungen sind, Sano erfüllt die Ansprüche von Rollstuhlbenutzern, Personen mit Gehbeeinträchtigung, Versorgern und Profi-Transportern mit der neuen Liftkar PT-Serie (PT steht für Personen-Transport).

Ungleich anderer Bauarten von Treppensteigern, bewegt sich der Liftkar PT während des Hinunterfahrens nicht, bis die Bremsräder der Hubeinheit die nächst tiefere Stufe erreicht haben. Das gibt beiden Personen, sowohl Bediener als auch Gefahrenem, ein sicheres Gefühl auf der Treppe.



### ZWEI AUF - AB SCHALTER

- optimaler Bedienkomfort für Links- und Rechtshänder durch Anordnung an beiden Seiten der Querstange



### ERGONOMISCH GEFORMTER GRIFF

- einfache Griffhöhenverstellmöglichkeit zur Anpassung der Bedienhöhe!
- perfekter, sicherer Halt durch rutschsicheres Gummimaterial an sämtlichen Griffflächen!
- zusätzliche gummierte Querstange zum Abstützen und Halten des Gerätes



### NEIGUNGSANZEIGER

- vereinfacht eine ausbalancierte, kräfteschonende Fahrweise
- zeigt die richtige gleichgewichtsoptimierte Fahrweise an  
grün = o.k / rot = stopp (kein Einschalten möglich)



### ÜBERSICHTLICHES BEDIENPULT

- funktionelle, übersichtliche Anordnung aller Bedienelemente
- sämtliche Funktionen (Steiggeschwindigkeit, Einzelstufen- oder Dauerbetrieb, Ein- und Ausschalten) auch während der Fahrt auf der Treppe bedienbar



### LEICHTE MODULBAUWEISE

- einfaches Zerlegen aller Liftkar PT Modelle in 3 Teile (kein Werkzeug notwendig!)
- nehmen Sie Ihren PT einfach mit – leichte Einzelteile ermöglichen ein Verstauen der Komponenten im Auto



### STABILE RADBREMSEN

- stoppen den Liftkar PT sicher vor jeder Stufenkante
- verschleißfreie Bremsflächen auf den Felgeninnenseiten gewähren sicheren Halt und effizientes Bremsverhalten



## PT S

### Perfekt im Haus...

Ausgestattet mit einem komfortablen Sessel und rutschfest gummierten aufklappbaren Armlehnen ist der PT S das optimale Gerät für den Gebrauch im Haus und angrenzenden Bereichen. Durch die kompakte Bauweise ist der PT S speziell für den Einsatz auf engen bzw. gewendelten Treppen geeignet.

Nehmen Sie Ihren PT S einfach mit zum Besuch bei Freunden oder Verwandten.



LIFTKAR PT S

PT S 130: für ein maximales Personengewicht von 130kg  
PT S 160: für ein maximales Personengewicht von 160kg



## PT Outdoor

### ... und rund ums Haus

Durch seine verstärkte Ausführung mit extragroßen spurfreien Rädern, einem innerhalb der Felgen liegenden Bremssystem, sowie erhöhter Spurbreite ist der PT Outdoor das optimale Gerät für den Außenbereich.

Ihr idealer Partner auf Reisen: Der PT Outdoor ist schmal genug, um seinen Weg in Gängen von Zügen und Gangways von Flugzeugen zu bewältigen. Klappen Sie die Armlehnen hoch und wechseln Sie auf den Sitz an Bord.



LIFTKAR PT Outdoor

PT Outdoor 120: für ein maximales Personengewicht von 120kg  
PT Outdoor 150: für ein maximales Personengewicht von 150kg



## PT Fold

### Ideal für Krankentransporte

Ausgestattet mit Rädern von 200mm Durchmesser und einer Spurbreite von 297mm ist der PT Fold das ideale Gerät für sehr steile und enge Wendeltreppen.

Durch einfaches Zusammenklappen lässt sich der PT Fold in jedem Fahrzeug verstauen. Die abnehmbare und abwaschbare Sitzfläche erleichtert die Reinigung.



**LIFTKAR PT Fold**

PT Fold 130: geeignet für Personen bis 130kg Körpergewicht  
 PT Fold 160: geeignet für Personen bis 160kg Körpergewicht



## PT Zubehör

### Originalteile in bester Qualität

#### KOPFSTÜTZE

Kopfstütze – verstellbar an der Griffhöhe zu befestigen (für alle Modelle des Liftkar PT).

#### SICHERHEITSGURTE FÜR PT S UND PT OUTDOOR

- als Beckengurtausführung
- als 5 Punkt Gurtausführung

#### KFZ-LADEGERÄT

Kfz-Ladegerät BC 10-30 VDC-PT. Laden Sie Ihren Akku unterwegs – passend für den Zigarettenanzünder jedes Fahrzeugs.

#### LADEGERÄT-ADAPTER

Euro/UK/USA/AUS-Stecker – speziell wichtig für Vielreisende.



## PT Plus

Rollstuhl inklusive,  
stets einsatzbereit!

Erfahren Sie Bewegungsfreiheit mit dieser Kombination aus Treppensteiger und Selbstfahrer-Rollstuhl!

Ein Entfernen des mit Adaptern am mitgelieferten Rollstuhl angebrachten Treppensteigers, bei Fahrten auf der Ebene, kann entfallen!

Einfach die Haupträder des Rollstuhles abnehmen oder in Parkposition bringen und schon sind Sie bereit für den nächsten Weg über die Treppe.



LIFTKAR PT Plus

Kombination geeignet für ein max. Personengewicht von 115kg  
Spezialausführung für max. 130kg auf Anfrage



## PT Uni

Der vielseitige Profi

Der PT Uni ist das ideale Gerät zur Aufnahme jeder Art von Selbstfahrer-Rollstühlen bzw. Transportstühlen.

Es ist wirklich einfach, auf die Plattform aufzufahren, mit der Rückenklammer den Rollstuhl am PT Uni zu sichern und loszufahren.

Der PT Uni ist bereit, Ihre Arbeit auf der Treppe zu übernehmen.



LIFTKAR PT Uni

PT UNI 130: für ein max. zulässiges Gesamtgewicht\* von 130kg  
PT UNI 160: für ein max. zulässiges Gesamtgewicht\* von 160kg

\*max. zulässiges Gesamtgewicht = Gewicht Rollstuhl + Personengewicht

# Häufig gestellte Fragen

## Wie viele Stufen kann man mit einer Batterieladung fahren?

Vorausgesetzt, die Batterie wurde regelmäßig vollständig geladen, kann von einer Reichweite von ca. 300 - 500 Stufen (in Abhängigkeit vom Personengewicht) ausgegangen werden.

## Was passiert, wenn die Batterie während der Fahrt auf der Treppe schwach wird?

Die an der Griffsäule angebrachte Leuchtdiode (LED) signalisiert durch Blinken (abwechselnd Grün/Rot) rechtzeitig, dass ein Nachladen der Batterien notwendig wird. Sollte dies während der Fahrt auf der Treppe passieren, haben Sie noch immer genug Reserve, um Ihren Weg zu beenden!

## Was ist die maximale Stufenhöhe?

Mit Ihrem PT können Sie Stufenhöhen von bis zu 22cm ersteigen!

## Kann man auch gewendelte Treppen befahren?

Ja, die kompakte Bauweise des PT's und die ausgeklügelte einzigartige Steigtechnologie ermöglichen auch die Fahrt auf engen, steilen, gewendelten Treppen. Die am Steigfuß angebrachten Steigräder erlauben jederzeit ein einfaches Korrigieren der Fahrtrichtung, auch auf kleinster Auftrittsfläche, und lassen den PT somit jede Art von Wendeltreppe meistern! Einfach genial!

## Kann es zu Beschädigungen der Treppe kommen?

Nein, mit dem PT kann jede Art von Treppe und jede Art von Treppenbelag (Holz, Teppich, Metall, Fliesen etc..) befahren werden. Das Steigsystem ist so konzipiert, dass eine besonders schonende Fahrweise erreicht wird.

## Braucht man viel Kraft zur Bedienung?

Nein, die ergonomische Bauweise mit auf Ihre Körpergröße individuell einstellbarer Bedienhöhe, die Anordnung der Bedienelemente in Griff- und Sichthöhe (jedes Gerät ist standardmäßig für Bedienung durch Links- und Rechtshänder ausgestattet), und vor allem die einzigartige, mittels Elektromotor angetriebene Steigeinheit, machen die Fahrt auf der Treppe zum Vergnügen. Entspannen Sie und lassen Sie den PT die Arbeit auf der Treppe übernehmen!

## Lässt sich der PT überall hin mitnehmen?

Ja, packen Sie den PT in den Kofferraum Ihres Autos und besuchen Sie Ihre Freunde! Mit geringstem Kraftaufwand, nur durch Lösen einer einzigen Hebelschraube, lässt sich der PT in drei einfach zu verstauende Teile zerlegen. Kompakt genug, um ihn in den Kofferräumen der gängigsten PKW's zu verstauen!

## Wie viel wiegt der PT?

Modell	PT S	PT Outdoor	PT Plus	PT Uni	PT Fold
Gesamtgewicht	30,5kg	34,3kg	23,5kg	27,6kg	28kg
Gewicht des schwersten Einzelteils	18,5kg	22,3kg	14kg	16,7kg	Faltgerät
Bezeichnung des schwersten Einzelteils	Steigeinheit mit Sitz	Steigeinheit mit Sitz	Steigeinheit (Rollstuhl 18kg)	Steigeinheit mit Ausleger	-

## Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren?

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter den angeführten Adressen jederzeit zur Verfügung. Weitere produktspezifische Details finden Sie auch im Internet unter [www.sano.at](http://www.sano.at)

### Hersteller:

**SANO Transportgeraete GmbH AUSTRIA**  
 Am Holzpoldgut 22  
 4040 Lichtenberg/Linz  
 Tel.: +43 (0)7239 510 10  
 Fax: +43 (0)7239 510 10 14  
 office@sano.at  
[www.sano.at](http://www.sano.at)

### Tochterfirmen:

**SANO Deutschland GmbH DEUTSCHLAND**  
 Franz-Huber Str. 52  
 83088 Kiefersfelden-Mühlbach  
 Tel.: +49 (0)8033 302 715  
 Fax: +49 (0)8033 302 717  
 info@sano-treppensteiger.de  
[www.sano-deutschland.de](http://www.sano-deutschland.de)

**SANO UK Powered Stairclimbers Ltd. GREAT BRITAIN AND IRELAND**  
 Bristol Court  
 Martlesham Heath, Ipswich  
 IP5 3RB  
 Tel.: +44 (0)7956 465989  
 info@sano-uk.com  
[www.sano-uk.com](http://www.sano-uk.com)



Tested to ISO 7176-23 and EN 12182



Risk analysis to DIN EN ISO 14971



Made in Austria

